

Link do produktu: <https://media-okazje.pl/inteligentny-masazer-oczu-anlan-almyy06-02-p-4607.html>



## Inteligentny masażer oczu ANLAN ALMY06-02

Cena	<b>99,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>270504913</b>
Kod producenta	<b>032539</b>
Kod EAN	<b>6953156299276</b>

### Opis produktu

#### Inteligentny masażer oczu ANLAN ALMY06-02

Zapewnij sobie relaksujący masaż w domowym zaciszu. Regularne użytkowanie sprawi, że Twoja skóra będzie odprężona i gładka. Urządzenie posiada 3 rodzaje światła — czerwone, żółte i niebieskie. Zmagasz się z brakiem elastyczności i zwisającą skórą? Przy ich pomocy możesz naprawić i uelastyczyć skórę. Dodatkowo za sprawą regulowanej temperatury (38 - 45 °C) wyeliminujesz cienie pod oczami. Masażer został wyposażony w skośną 45° konstrukcją, dla lepszego komfortu użytkowania.

#### Termoterapia

Wysoka częstotliwość wibracji 11500 2000 rpm zapewnia nam wyjątkowe doznania. Urządzenie wygładza drobne zmarszczki i obrzęki w zaledwie 20 dni. Regularne stosowanie pobudza krążenie i odżywia, a co za tym idzie — liftinguje cerę, rozjaśnia okolice oka i daje uczucie relaksu.

#### Pokonaj swoje problemy raz na zawsze

Masażer pomaga we wchłanianiu się substancji odżywczych dużo głębiej i lepiej niż zrobimy to manualnie. Możesz pożegnać się z ciemną obwódką oka, zmarszczkami czy workami pod oczami.

#### Trójbarwna terapia światłem

Za pomocą światła czerwonego poprawisz pracę komórek, stymulacja kolagenu wzrośnie, tym samym skóra stanie się bardziej elastyczna i delikatna. Niebieskie światło zabija bakterie, sprawdza się w leczeniu trądziku. Delikatną i lśniącą cerę uzyskasz dzięki odpowiedniemu rozłożeniu się melaniny, w czym pomoże Ci żółte światło.

#### Łatwy w użytkowaniu

Przed użyciem masażera, dokładnie oczyść twarz i wybierz tryb pracy, jaki Cię interesuje. Przesuwaj wałek do przodu i do tyłu wykonując małe kółka od środka do dolnej powieki. Przesuwaj się od wewnętrznej strony dolnego oka do wewnętrznej górnego oka. Produktu możesz używać na całej twarzy, między innymi na ustach.

#### Używaj wszędzie gdzie potrzebujesz

Urządzenie może być w trybie czuwania nawet 3 godziny. Natomiast automatycznie wyłączy się po 15 minutach. Skośna konstrukcja pod kątem 45° pozwala na doskonałe dopasowanie do skóry i lepsze efekty masażu.

#### W zestawie

- Masażer
- Kabel ładujący

- 
- Etui
  - Instrukcja obsługi

Producent	Anlan
Model	ALMY06-02
Czas czuwania	3 godziny
Automatyczne wyłączenie	15 minut
Czas ładowania	2 godziny
Częstotliwość wibracji	11500 2000 rpm
Temperatura	38 - 45 °C
Rozmiar	130 x 22 x 22 mm
Waga	42 g
Pojemność akumulatora	400 mAh
Moc	2.5 W
Napięcie znamionowe	3.7V