

Link do produktu: <https://media-okazje.pl/ultradzwiekowy-masazer-do-twarzy-z-terapia-swietlna-anlan-01-adry15-001-p-5991.html>



## Ultradźwiękowy masażer do twarzy z terapią świetlną ANLAN 01-ADRY15-001

Cena	<b>229,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>270506457</b>
Kod producenta	<b>039400</b>
Kod EAN	<b>6953156301269</b>

### Opis produktu

#### Ultradźwiękowy masażer do twarzy z terapią świetlną ANLAN 01-ADRY15-001

Chcesz zadbać o swoją skórę, ale ciągle brakuje Ci czasu na szczegółową pielęgnację? Z ultradźwiękowym masażerem do twarzy marki ANLAN pięć minut dziennie wystarczy, aby prawidłowo zatroszczyć się o cerę i uzyskać zadowalające efekty. Obsługa urządzenia jest niezwykle prosta i z łatwością dostosujesz pracę masażera do swoich potrzeb, a do wyboru są aż 4 tryby pielęgnacji, 3 rodzaje fototerapii i 3 poziomy temperatury. Dzięki wydajnemu akumulatorowi urządzenie będzie służyło Ci przez długi czas.

#### Skuteczne oczyszczanie twarzy

Jeżeli zmagasz się z trądzikiem, nadmiarem widocznych porów lub Twoja skóra ma szary odcień, przemyśl zmianę sposobu oczyszczania. Gdy ręczne mycie twarzy nie przynosi upragnionych rezultatów, warto skorzystać z możliwości oferowanych przez ultradźwiękowy masażer do twarzy marki ANLAN. Ciepły okład (temperatura 38°C / 40°C / 42°C) skutecznie otworzy pory i poprawi kondycję Twojej skóry. Z kolei zimny okład (temperatura 6°C / 8°C / 10°C) zwężą pory, uelastyczni skórę i zwiększy efektywność działania stosowanych kosmetyków do pielęgnacji.

#### Terapia świetlna

Poczuj się jak w SPA i samodzielnie przeprowadź fototerapię. Ultradźwiękowy masażer ANLAN zapewnia aż 3 rodzaje terapii świetlnej. Jeżeli zależy Ci na uelastycznieniu skóry i wyeliminowaniu zmarszczek, skorzystaj z czerwonego światła. Aby skutecznie zwalczyć trądzik, maksymalnie oczyścić skórę i zlikwidować bakterie, użyj światła niebieskiego. Ostatnie ze światel – zielone – poprawia mikrokrążenie, likwiduje opuchliznę i ogranicza wydzielanie sebum.

#### Lifting skóry w domowym zaciszu

Zauważasz coraz częściej pojawiające się zmarszczki? A może Twoja skóra jest osłabiona i mniej elastyczna? Nie musisz umawiać się na drogie zabiegi, aby rozwiązać te problemy. Mikroprądy EMS, które wykorzystuje masażer ANLAN, wnikają głęboko w mięśnie, dzięki czemu pomogą Ci uelastyczyć i zregenerować skórę. Już po 7 dniach regularnego użytkowania (2x dziennie, od 10 do 15 minut) cieszyć się będziesz zdrowym i młodym wyglądem!

#### Jedno urządzenie, wiele zastosowań

Ultradźwiękowy masażer do twarzy marki ANLAN pełni tyle funkcji, że zastępuje aż 5 różnych urządzeń do pielęgnacji. Produkt posłuży Ci do przeprowadzania fototerapii, głębokiego oczyszczenia skóry, robienia kompresów czy nawet do wyszczuplenia twarzy. A to wciąż nie wszystkie możliwości urządzenia! Tryb pracy wykorzystujący jony i wibracje o wysokiej częstotliwości sprawi, że składniki odżywcze stosowanych kosmetyków do pielęgnacji dotrą do najgłębszych warstw skóry, dzięki czemu cieszyć się będziesz nieskazitelną cerą. Pamiętaj, aby przed rozpoczęciem użytkowania masażera dokładnie zmyć makijaż.

---

## Przemysłana konstrukcja

O statusie pracy urządzenia ANLAN poinformuje Cię wyświetlacz LED. Z łatwością sprawdzisz między innymi wysokość temperatury czy też poziom naładowania akumulatora. Czas potrzebny na naładowanie masażera wynosi około 3 godzin. Użytkowanie urządzenia nie sprawi Ci kłopotu. Dodatkowo masażer świetnie leży w dłoni, dzięki czemu nie odczujesz dyskomfortu podczas dbania o skórę. Do zestawu dołączono specjalną podstawkę, która umożliwi wygodne i bezpieczne przechowywanie produktu. Dołożono wszelkich starań, aby korzystanie z masażera ANLAN było efektywne i komfortowe.

### W zestawie:

- Ultradźwiękowy masażer do twarzy z terapią świetlną
- Pierścień na piatek kosmetyczny
- Podstawa
- Piatek kosmetyczny
- Kabel ładowania USB-C
- Instrukcja obsługi

Producent	ANLAN
Model	01-ADRY15-001
Materiał	ABS + stal nierdzewna
Wymiary	179 x 60 x 61 mm
Waga	195 g
Częstotliwość wibracji	8000 RPM
Długość fali światła	Czerwone światło 622 nm Niebieskie światło 467 nm Zielone światło 523 nm
Pojemność akumulatora	1000 mAh
Czas ładowania	3 h
Czas użytkowania	około 62 minuty
Automatycznie wyłączenie zasilania	Tryb Clean, EMS, Moist: 5 minut Tryb Cool: 2 minuty